



# BLUE<sup>10</sup> WAVES

TUFFATI NEL  
FUTURO  
DELL'INTELLIGENZA  
ESTETICA



**BEAUTY TEQ**  
BEST TECHNOLOGY MADE IN ITALY



# L'EVOLUZIONE ESTETICA



La tecnologia più potente al mondo con risultati mai visti prima

Un device così performante da essere al momento **l'unico sul mercato a garantire reali effetti fisiologici** e risultati così sensazionali.

Blue Waves 7.0, la tecnologia basata sul **rivoluzionario Metodo Mya**, si tuffa dritto verso il futuro dell'estetica. Minimal ed essenziale, Blue Waves 7.0 rappresenta il futuro del **design** per adattarsi a qualsiasi centro estetico, grazie alla sua versatilità e ai volumi ridotti.

Essenziale, trasportabile e minimalista. Blue Waves 7.0 può contare su una **silhouette in alluminio davvero unica**, personalizzabile e anche per questo sempre in grado di distinguersi.

Al suo interno è racchiuso il tesoro più prezioso, **le tecnologie in grado di rimodellare ogni corpo** al massimo delle proprie possibilità.

Blue Waves 7.0 risponde alle esigenze di **donne e uomini** che vogliono contrastare, ridurre ed eliminare gli inestetismi di corpo e viso. Per farlo, impiega la potenza e la sinergia di ben **sei tecnologie**.



# IL METODO SMART & EASY



**Rimodellare la silhouette** non è mai stato così Smart & Easy!

Blue Waves 7.0 è una tecnologia dalle **potenzialità illimitate**. Nel rimodellamento del corpo, nel contrasto all'ineestetismo della cellulite e nel drenaggio dei liquidi non ha competitor. Inoltre, contribuisce alla perdita di centimetri e alla tonificazione tissutale e muscolare.

Tutto questo è possibile grazie all'**innovativo e brevettato Metodo Mya**, studiato dalla rinomata azienda Cesare Quaranta, che intensifica i risultati **grazie alla sinergia delle migliori tecnologie estetiche**.

Agisce sullo strato cutaneo e sulla massa grassa contrastando gli inestetismi con risultati mai visti prima.

## PROGRAMMI E PROTOCOLLI SEMPRE SUL PEZZO

Un metodo Smart & Easy grazie a **programmi e protocolli da consultare e avviare in pochissimi step**.

Grazie al continuo lavoro di ricerca compiuto dal dipartimento R&D avrai fra le tue mani **programmi sempre aggiornati**. Inoltre, le **beauty specialist** sono sempre in ascolto e raccolgono i feedback sia delle estetiste che delle clienti finali. Solo così riescono a stilare **protocolli sempre più innovativi, validi ed efficaci**, frutto di una serie infinita di test e prove indispensabili per raggiungere **il livello più elevato di performance e soddisfazione**.

# BLUE WAVES 7.0

## DISTINGUITI DALLA MASSA CON NUOVI SUPERPOTERI



### ESPERIENZA VISIVA

Blue Waves 7.0 è anche esperienza visiva grazie a due elementi innovativi al servizio del benessere e della bellezza.

Un **ampio display LCD touchscreen** e un **software ultra-intuitivo con gestione step by step** per avviare velocemente i programmi.

### PER SEMPRE E OLTRE

Come un diamante, Blue Waves 7.0 è per sempre! **Sempre connessa, sempre aggiornata**, questa tecnologia è la massima rappresentazione dell'**industria 4.0** nel settore dell'estetica.

### MEMORIA INFINITA

Non perderti nessun risultato. Prendiamo le misure e le uploadiamo! **Tutti i dati delle sessioni** di trattamento e le variazioni delle misure antropometriche registrate in fase di test bia e poi dopo ogni trattamento, vengono **salvate ed archiviate in un database illimitato**.

Blue Waves 7.0 è **unica e personalizzabile** per garantirti il massimo comfort e per offrirti una **tecnologia d'eccellenza perfettamente in linea con la tua immagine e il tuo marchio**.



BEAUTY TEO




# BLUE WAVES 7.0

## LA FORMIDABILE EFFICACIA DEL METODO MYA

Un protocollo unico ed esclusivo per  
risultati eccezionali

La tecnologia rimodellante, rassodante e per il contrasto dell'inestetismo della cellulite più performante al mondo. **Una** combinazione di sinergie bioquantiche capace di stimolare i processi di bio-vitalizzazione e bio-rigenerazione delle cellule e dei tessuti.



BEAUTY TEQ



## UN PROTOCOLLO UNICO ED ESCLUSIVO PER RISULTATI ECCEZIONALI

Gli effetti sono reali e sono visibili già dal primo trattamento:

1. RIMODELLAMENTO TOTALE DELLA SILHOUETTE
2. CONTRASTO DELL'INESTETISMO DELLA CELLULITE
3. EFFETTO DRENAGGIO
4. COADIUVANTE LA PERDITA DI CENTIMETRI
5. TONIFICAZIONE MUSCOLARE
6. TONIFICAZIONE TISSUTALE

## LA TUA PIÙ POTENTE ALLEATA PER TRATTARE:

- LA MASSA GRASSA LOCALIZZATA
- GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- LA RITENZIONE IDRICA
- L'INDEBOLIMENTO MUSCOLARE
- LE LASSITÀ CUTANEE
- IL BENESSERE TOTALE DELL'INDIVIDUO

# BLUE WAVES 7.0

## COMPLETA LA TUA DOTAZIONE CON LA GAMMA DI ACCESSORI



### Snelly Gel

**Gel cosmetico conduttivo** a base acquosa per uso professionale, coadiuvante i trattamenti estetici per il corpo.

Studiato appositamente per ridurre l'impedenza ottica per l'accoppiamento LLLT\* con il corpo.

Contiene principi attivi come la **carnitina**, la **caffeina** e l'**olio essenziale di limone** che agiscono e **massimizzano gli effetti dei trattamenti**.

\*Low Level Laser Treatment




BEAUTY TEQ

## Metodiche di elettrostimolazione con elettrodi pregellati per viso e corpo

Con Blue Waves 7.0 è possibile combinare o alternare il trattamento delle piastre con un'**elettrostimolazione localizzata**, grazie all'utilizzo di elettrodi pregellati, di dimensioni differenti a seconda dell'area da trattare e del programma selezionato.

Con il **cuscino viso** in abbinamento, il trattamento può essere svolto su tutto il corpo per **contrastare gli inestetismi in tempi rapidi e rendere la pelle ringiovanita**.



## Vivi una seconda giovinezza


**Contrasta i segni dell'invecchiamento e del rilassamento cutaneo con Led Mask**, la nostra maschera dotata di 70 fonti LED rosse. La stimolazione è **atermica, indolore** e adatta a qualsiasi fototipo.

- Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;
- Aumento della produzione di collagene da parte dei fibroblasti;
- Miglioramento della trama cutanea;
- Riduzione delle rughe sottili;
- Nuova compattazione dei tessuti;

## Prova la sinergia della maschera led con il Siero ai polinucleotidi

Se la pelle del viso si rilassa e appare spenta e le rughe e le macchie cutanee aumentano, tu rispondi agli inestetismi di viso, collo e décolleté con un protocollo ideato per **ridare vitalità e bellezza alla pelle**.

L'azione di LED-MASK combinata all'efficacia di una **maschera cosmetica professionale ai polinucleotidi** costituisce una soluzione unica e rivoluzionaria in tema di fotoringiovanimento. Questa combinazione, perfetta per le esigenze sia del pubblico femminile che maschile, **potenzia la reazione cellulare e provoca un'intensa stimolazione tissutale con benefici eccezionali**.



## TECHNICAL DATA

### ELETTROSTIMOLAZIONE

Stadio di uscita	onda quadra - corrente di Kotz
Frequenza onda quadra	1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz
Frequenza onda di Kotz	2500/4000/5000 Hz modulata a 4/6/8/12/50/75/100 Hz
Corrente di uscita (max)	80 mA carico da 500 ohm

### ULTRASUONI

Frequenza ultrasuoni	3,4 MHz
Potenza ultrasuoni	1 W
Area effettiva	0.4 cm <sup>2</sup>

### LASER

Lunghezza d'onda	655 nm
Potenza totale sorgente	672 mW
Output potenza	88 $\mu$ W
Class	1C

### BIOIMPEDEZIOMETRIA

Corrente per bia	0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
Numero canali di uscita	8 canali destri e 8 canali sinistri per ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali sinistri per elettrostimolazione regolabili singolarmente per ogni uscita con indicazione di livello analogica e digitale sul display
Selezione dei trattamenti	13 programmi preimpostati per Elettrostimolazione tradizionale 13 programmi preimpostati x Ultrasuoni, Laser e/o Elettrostimolazione 1 programma impedenziometria 1 programma contatori 1 programma regolazioni
Tempo di trattamento Totale	Preprogrammato o impostabile, da 5 a 60 minuti

Alimentazione	220/250 V. monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita	190 VA MAX
Fusibili di rete	2 x 2 A tipo T 5 x 20
Dimensioni	420 x 1330 x 470 mm
Peso	22 kg
Limiti temperatura	da 5° C a 40° C (durante l'uso)

### SPECIFICHE PER CONNESSIONE DA REMOTO

Connettività: 2.4 GHz and 5.0 GHz 802.11ac wireless.

Porta USB: N°2 porte USB

Classificazione: APPARECCHIATURA PER ESTETICA CLASSE I TIPO BF DIRETTIVA 2014/35/UE DIRETTIVA 2014/30/UE DIRETTIVA 2011/65/UE

Prodotto Made in Italy

NB: Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.



**BEAUTY TEQ**

BEST TECHNOLOGY MADE IN ITALY

BEAUTY TEQ Srl Unipersonale - (TO) - Italia - Tel. +39 327 8063254  
info@beautyteq.com - www.beautyteq.com